

誰もが安心して過ごせる環境づくりを

# 衛生対策アイテム Vol.3



衛生対策用品

**CONDOR**  
Trust of the Quality

This brand protects users from viruses and provides them safety and security.




**CONDOR**  
TECHNOLOGY BLOCKS INFECTIOUS DISEASES.

# CONDOR TECHNOLOGY BLOCKS

着脱簡単、廃棄も容易。医療従事者の制服の汚染や患者への感染を低減。




### ●使用方法



①ガウンを袋から取り出し清潔なテーブルの上に図のように展開する。



②頭と腕を通す。この時ざらざらした面が内側になるように着用する。



○使用後は首部分の切れ目を切って首部分を持って前方に引っ張ると頭を通すことなく、簡単に脱衣可能。

●使用後は首部分・腰紐をちぎることで簡単に脱衣可能です。

### 用途

血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護。



使い捨て式

フリーサイズ

## コンドルC ポリガウン (未滅菌) フリーサイズ 20枚入

品番	税抜価格 (1箱)	サイズ (1枚)
SD796-00FX-MB	¥4,900	フリーサイズ (身丈: 約120cm)

- 材質 / ポリエチレン ●入数 20枚 ●梱包数 10箱
- JANコード 4903180194100



●AAMIレベル3適合のバリア性 (液体防御性能) が高いガウンです。

親指フック付ですれにくい。

足元をしっかりと覆うロングタイプ。  
撥水性・防水性に優れ、飛沫や液体からの汚染を防ぎます。

履き口のゴムにより液体や粉塵の進入を防ぐ。

足ひもでしっかりと固定し、ずり落ちやズレを軽減します。



20枚入  
(10足分)

使い捨て式

## コンドルC 防護シューズカバー ロング (未滅菌) フリーサイズ 10足入

品番	税抜価格 (1箱)	サイズ (1枚)	重量 (1枚)
SD827-000X-MB	オープン価格	靴底 405 × 高さ 500mm	約16g

- 材質 / 本体・ひも 外側: ポリプロピレンスパンボンド不織布 30g/m<sup>2</sup>、内側: ポリエチレンラミネート 15g/m<sup>2</sup>、ゴム: ゴム + ポリエステル
- 梱包数 10個 ●JANコード 4903180195183

ろ過効果が高く、呼吸時の抵抗が少ない  
4層構造の密着立体マスク。

中国  
防塵マスク規格  
KN95  
(GB 2626-2006)  
認証

用途 飛沫拡散防止、ほこり、PM2.5対策。



鼻の形にフィットする  
ノーズフィッター

使い捨て式

4層構造

## コンドルC 高感染対策マスク KN95 50枚入

品番	税抜価格 (1箱)	サイズ (1枚)
SD795-000X-MB	オープン価格	約 110×150mm (折りたたみ時)

- 材質 / マスク面体部: ポリプロピレン・ポリエステル、耳ひも部: ポリウレタン・ポリエステル、ノーズフィッター部: ポリエチレン スチール
- 入数 50枚 ●梱包数 8箱
- ※マスクは感染 (侵入) を完全に防ぐものではありません。

3層構造で花粉、ほこり、飛沫から  
作業者を守ります。

米国規格  
ASTM  
2100-11  
レベル2  
適合

用途 飛沫、花粉等の微粒子遮断による風邪、インフルエンザ、PM2.5対策。



鼻の形に  
フィットする  
ノーズフィッター

フリーツ付きで  
立体的に広がって  
呼吸もラク

サージカルマスク

使い捨て式

3層構造

## コンドルC 感染対策マスクE 50枚入

品番	税抜価格 (1箱)	サイズ (1枚)
SD794-00EX-MB	オープン価格	約 175×95mm

- 材質 / マスク面体部: ポリプロピレン、耳ひも部: ポリウレタン・ナイロン、ノーズフィッター部: ポリエチレン スチール
- 入数 50枚 ●梱包数 40箱
- ※マスクは感染 (侵入) を完全に防ぐものではありません。

不織布製で通気性にすぐれています。  
スティック状のジャバラ型で保管も場所を取らず、  
パッと広げて被ることができます。



用途 病院をはじめ、食品工場・  
厨房・クリーンルームなど。

使い捨て式

ゴム付きでしっかり固定。  
マスクやフェイスシールド  
の離着時に、はずれにくい。

## コンドルC 衛生キャップ (未滅菌) 100枚入

品番	税抜価格 (1箱)	サイズ (1枚)	重量 (1枚)
SD825-000X-MB	<b>オープン価格</b>	梱包時： 幅 22×高さ 205mm 使用時最大： 幅約 265×高さ約 270mm	約 4.1g

- 材質/ポリプロピレンスパンボンド不織布 13g/m<sup>2</sup>、ゴム + ポリエステル
- 梱包数 10 個 ●JAN コード 4903180195169

撥水性・防水性に優れ、液体からの頭頂部の汚染や  
汚染の持ち込みを防ぎます。



用途 病院をはじめ、食品工場・  
厨房・クリーンルームなど。

使い捨て式

ゴム付きでしっかり固定。  
マスクやフェイスシールド  
の離着時に、はずれにくい。

## コンドルC 防護キャップ (未滅菌) 20枚入

品番	税抜価格 (1箱)	サイズ (1枚)	重量 (1枚)
SD826-000X-MB	<b>オープン価格</b>	梱包時： 幅約 300×高さ約 245mm 使用時最大： 幅約 410×高さ約 205mm	約 10g

- 材質/内側：ポリプロピレンスパンボンド不織布 30g/m<sup>2</sup>、  
外側：ポリエチレンラミネート 15g/m<sup>2</sup>、ゴム：ゴム + ポリエステル
- 梱包数 10 個 ●JAN コード 4903180195176

無気孔タイプの為、  
外部からのウイルス進入を軽減します。



レンズは  
衝撃に強い  
ポリカーボネート製。

ソフトな付け心地の  
ソフトPVC素材。

## コンドルC ゴーグル (無気孔)

品番	税抜価格 (1個)	サイズ	重量
SD829-000X-MB	<b>オープン価格</b>	幅 190×奥行 55 ×高さ 85mm	約 68g

- 材質/レンズ：ポリカーボネート、フレーム：塩化ビニル樹脂
- 梱包数 20 個 ●JAN コード 4903180195497

口元の表情を隠さず、飛沫飛散を  
ある程度防止します。(完全ではありません。)  
軽量設計で長時間の使用でも疲れにくく  
なっています。



用途 マスクを付けられない  
現場等。

## コンドルC マウスシールド

品番	税抜価格 (1個)	サイズ	重量
SD823-000X-MB	<b>オープン価格</b>	幅 135×奥行 45 ×高さ 105mm	約 11g

- 材質/シールド：PET、フレーム：ABS 樹脂
- 梱包数 20 個 ●JAN コード 4903180195039

耐油性・耐薬品性に優れるニトリルゴム製。しなやかで伸縮性のある手袋。



指先エンボス加工で  
滑りにくい!

用途 介護、食品加工・水産加工・調理、半導体・バイオ産業、  
印刷作業、その他の細かな作業、汚れ作業に

## コンドルC ニトリル手袋パウダーフリー S/M/L 100枚入

食品衛生法適合 パウダーフリー 左右兼用タイプ 未滅菌

種別	品番	税抜価格 (1箱)	サイズ (1枚)
S	SD792-00SX-MB	<b>オープン価格</b>	全長：約 240 甲の幅：約 83mm
M	SD792-00MX-MB	<b>オープン価格</b>	全長：約 240 甲の幅：約 89mm
L	SD792-00LX-MB	<b>オープン価格</b>	全長：約 240 甲の幅：約 95mm

- 材質/合成ゴム (ニトリルブタジエンゴム)
- 入数 100 枚 ●梱包数 10 個
- JAN コード S: 4903180194032 M: 4903180194049  
L: 4903180194056

○軽くて伸縮性があり、しなやかで使いやすい手袋。○合成ゴム製のため、ラテックスアレルギーの方でも手荒れをおこしにくい手袋です。○天然ゴムやビニル製に比べ、耐油性・耐薬品性に優れています。○パウダーフリーなので、衛生的な作業やクリーン作業に適しています。○本製品は食品衛生法・食品、添加物等の規格基準 (昭和34年厚生省告示第370号) に適合しています。

# CONDOR TECHNOLOGY BLOCKS

顔幅を選ばずメガネの上からも使用可能。取り替え自在のフェイスフレーム&シールド。



フレームに柔軟性があるため、顔幅を選ばず着用できます。

※フレームとシールドは別売りです。

シールドをフレームの穴位置に合わせて、ストッパーを穴に差し込んで固定します。

用途 微少な粉塵や水滴などの飛沫が顔にかかることをできるだけ防ぐ。

防曇加工 フリーサイズ

## コンドルC 眼鏡型フェイスシールド

品番	税抜価格 (1個)	サイズ
フレーム	SD789-00LX-MB <b>オープン価格</b>	幅約 150× 奥行約 165 × 高さ約 50mm



- 材質 / フレーム : ポリカーボネート、ストッパー : 熱可塑性エラストマー
- 梱包数 / 1袋 : 20個 ●JANコード 4903180193950
- JIST8147 保護めがね試験実施

品番	税抜価格 (1枚)	サイズ
シールド	SD790-00LX-MB <b>オープン価格</b>	幅約 252 × 高さ約 195mm



- 材質 / シールド : PET (曇り止め加工)
- 梱包数 / 1袋 : 20枚 ●JANコード 4903180193967
- JIST8147 保護めがね試験実施

ゴムバンドでしっかり固定。防曇加工で視界もクリア。



用途 微少な粉塵や水滴などの飛沫が顔にかかることをできるだけ防ぐ。

防曇加工 フリーサイズ

## コンドルC フェイスシールド

品番	税抜価格 (1枚)	サイズ	重量
SD782-000X-MB <b>オープン価格</b>		幅約 318× 奥行約 25 × 高さ約 218mm	約 32g

- 材質 / シールド : PET (曇り止め加工)、額当て (スポンジ) : ポリウレタン
- 梱包数 / 200個 ●JANコード 4903180193646
- JIST8147 保護めがね試験実施



JIS T8147 : 2016 保護めがねに基づく総合試験  
旧 JIS T8147 : 2003 保護めがねに基づく「耐消毒性」の試験を実施  
●外観 (レンズ・完成品) ●光学的性質 ●視感透過率 ●耐衝撃性 (レンズ・完成品) ●耐熱性 ●難燃性 ●ヘッドバンド取付部の強度 ●構造 ●耐消毒性  
上記項目にて適合 ※本来、フェイスシールドは JIST8147 保護めがねで規定に当てはまらない。しかし同様の部位・性質の試験を実施。

小さなお子様が長時間の着用でも  
疲れにくい軽量設計。  
眼鏡の上から装着できます。

用途 微少な粉塵や水滴などの飛沫防止。

名前記入欄付

使用推奨年齢 : 1~9歳

シールドに名前を記入できる  
スペースがあります。

防曇加工

## コンドルC フェイスシールド (子供用)

品番	税抜価格 (1枚)	サイズ	重量
SD782-00SX-MB <b>オープン価格</b>		幅約 260× 奥行約 25 × 高さ約 190mm	約 23g

- 材質 / シールド : PET (曇り止め加工)、額当て (スポンジ) : ポリウレタン
- 梱包数 200個 ●JANコード 4903180195008
- JIST8147 保護めがね試験実施



衛生対策用品  
**CONDOR**  
Trust of the Quality



衛生対策用品専用 WEB サイト  
最新の製品情報・チラシがご覧いただけます。

手軽で簡単、プッシュ式。  
手・指の洗浄・消毒に。

用途 手指・皮膚の洗浄・消毒。

指定医薬部外品

## コンドルC 薬用消毒スプレー 470mL

品番	税抜価格(1本)	サイズ	容量
CH788-470X-MB	¥1,600	幅 75×奥行 65 ×高さ 18 (ノズル収納時) 21 (使用時) mm	470mL

- 有効成分 (100 mL中) : 日局濃ベンザルコニウム塩化物液 50 0.1 (ベンザルコニウム塩化物として 0.05w/v%)、添加物 : エタノール、濃グリセリン、乳酸、乳酸ナトリウム液
- 梱包数 20本 ●JAN コード 4903180193899



## コンドルC 薬用消毒スプレー470mLの 詰め替え用に。

用途 手指・皮膚の洗浄・消毒。

指定医薬部外品

## コンドルC 薬用消毒スプレー用 5L (詰め替え用)

品番	税抜価格(1本)	サイズ	容量
CH788-05LX-MB	¥12,500	幅 185×奥行 125 ×高さ 300mm	5L

- 有効成分 (100 mL中) : 日局濃ベンザルコニウム塩化物液 50 0.1 (ベンザルコニウム塩化物として 0.05w/v%)、添加物 : エタノール、濃グリセリン、乳酸、乳酸ナトリウム液
- 梱包数 4本 ●JAN コード 4903180194568



## 水がいない 携帯用の手指洗浄スプレー。

用途 手指の洗浄・器具の洗浄・衛生改善

- 本製品は、医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品として手指消毒に使用することが可能です。

保湿成分(グリセリン)配合 携帯用

## コンドルC アルコール除菌クリーナー 100mL

品番	税抜価格(1本)	サイズ	容量
CH801-000X-MB	¥450	φ40×150mm	100mL

- 成分 / 液剤 : エタノール 65-75%、グリセリン、純水
- 梱包数 48本 ●JAN コード 4903180194544



## 二度拭き不要で衛生的。 手指消毒にも使用できます。

コンドルCアルコール除菌クリーナー100mLの詰め替え用に。

用途 手指の洗浄・器具の洗浄・衛生改善

- 本製品は、医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品として手指消毒に使用することが可能です。

保湿成分(グリセリン)配合

## コンドルC アルコール除菌液 70 4.3kg

品番	税抜価格(1本)	サイズ	重量
CH793-043X-MB	オープン価格	幅 200×奥行 130 ×高さ 310mm	約 4.7kg (容量重量含む)

- 成分 / 液剤 : エタノール 65-75%、グリセリン、純水
- 梱包数 3本 ●JAN コード 4903180194063



ペダル式で衛生的に消毒。  
市販のディスペンサーが利用できます。

用途 公共施設、商業施設などのエントランスや  
出入口に設置し、手指の消毒に使用。



## コンドルC アルコール噴霧機 I-F

品番	税抜価格(1台)	サイズ	重量
YE-10-ID	オープン価格	幅約 308×奥行約 443 ×高さ約 1308mm (説明パネル含む)	7.8kg

- 材質 / 本体ベース : アルミダイキャスト (アクリル焼付塗装)、本体支柱・プッシュ部 : スチール (メラミン焼付塗装)、ボトル置き台 : ステンレスチール、トレイ・ペダル : PP、マット : 塩化ビニル樹脂
- 梱包数 1台 ●JAN コード 4903180193936

○高さ約 139 ~ 294、幅約 120、奥行 120mm 以内のポンプ式ディスペンサーがご利用できます。  
※ディスペンサーは付属しません。

しっかり手洗い。しっかり乾かす。



装着例 タオルペーパーケース300  
+  
コンドルC  
+  
タオルペーパーケース300用スタンド

## タオルペーパーケース 300

品番	税抜価格(1ケ)	サイズ	重量
YE-02L-SA	¥5,200	幅 261×奥行 134×高さ 134mm	0.8kg

- 材質 / ボディ : ステンレスヘアライン仕上げ、サイドプレート : ABS
- 梱包数 10ケ ●JAN コード 4903180338450

## コンドルC タオルペーパーケース 300 用スタンド

税抜価格(1ケ)	セットサイズ
オープン価格	幅 261×奥行 195×高さ 295mm

- 材質 / ステンレスヘアライン仕上げ
- ※お客様組立品となります。

# CONDOR TECHNOLOGY BLOCKS

## 1 minute Buster HPワンミニッツバスター



1分接触で99.9%の除菌とウイルス除去を実現

\*全ての菌を除菌または除去するわけではありません。  
\*使用時には直接クロスに触れないように手袋などを着用してください。

塩化ベンザルコニウム配合

「塩化ベンザルコニウムは新型コロナウイルスに有効な界面活性剤として経済産業省より公表されている成分です」参照：経済産業省

用途 ドアノブ、テーブル、ベンチ、ベッド、棚、手術室（ノンクリティカル）など、手が頻繁に触れる部分の洗浄・除菌。

### 1 minute Buster + HPワンミニッツバスター ウェットクロス 30P



品番 税抜価格(1袋) サイズ(1枚)  
MO738-000X-MB ¥400 200×300mm

- シート材質 / ポリエステル・レーヨン
- 成分 / 第4級アンモニウム塩・界面活性剤・防錆剤・エタノール
- 液性 / 弱酸性 ●梱包数 / 30袋 (1袋：30枚入)
- JANコード 4903180184774



用途 20倍希釈で嘔吐物処理後の仕上げ除菌洗浄。ドアノブや手すりなど、良く触れる環境表面の除菌洗浄。治療室や手術室、フロア・トイレの床面、壁面など、あまり触れない場所の除菌洗浄。

### 1 minute Buster + HPワンミニッツバスター 除菌洗浄液 ネオ 4L

品番 税抜価格(1本) 容量  
MO773-04LX-MB ¥4,500 4L

- 成分 / 第4級アンモニウム塩・界面活性剤・防錆剤・色素
- 液性 / アルカリ性
- 梱包数 / 4本 ●JANコード 4903180192694



用途 洗浄液がたっぷり含まれているので、手術室など広い面積の清掃に最適。

### 1 minute Buster + HPワンミニッツバスター 床用ウェットシート 45/60

種別 品番 税抜価格(1袋) サイズ(1枚)  
45 MO739-045X-MB ¥820 220×480mm  
60 MO739-060X-MB ¥1,000 220×640mm

- シート材質 / PET・PP・PE・セルロース
- 成分 / 第4級アンモニウム塩・界面活性剤・防錆剤・エタノール
- 液性 / 弱酸性 ●梱包数 / 20袋 (1袋：5枚入)
- JANコード 45：4903180184804、60：4903180184811



使い切りタイプなのでいつも清潔。



### PT ダスターモップネオス

種別 品番 税抜価格(1本) サイズ  
45 DU664-045U-MB ¥6,000 幅約450 全長約1420mm  
60 DU664-060U-MB ¥6,700 幅約600 全長約1420mm

- 材質 / ハンドル：アルミパイプ (φ22mm)、プレート：アルミ、クッションシート：エラストマー樹脂
- 梱包数 10本
- JANコード [45] BL：4903180170135、G：4903180170142、W：4903180170159、Y：4903180170166、R：4903180170173  
[60] BL：4903180170180、G：4903180170197、W：4903180170203、Y：4903180170210、R：4903180170227

1 minute Buster + HPワンミニッツバスター  
床用ウェットシート45/60  
ダスターモップネオスに  
取り付けてご使用下さい。



ワングチグリップタイプ





## 抗ウイルス剤配合清掃シリーズ

特長

抗ウイルス剤を樹脂に配合することで、不特定多数の人が使用する清掃道具上の特定ウイルスの数を減少させます。  
※全てのウイルスに効果があるわけではありません。



### ① コンドルC ぞうきんワイパー 200

品番 税抜価格(1本)  
WI805-200U-MB **オープン価格**

- サイズ/幅 185×奥行 105×高さ 1235mm
- 重量/約 435g
- 材質/ハンドル:スチールパイプ(φ約 19mm)、プレート:PP、ストッパー:ナイロン
- 梱包数 10本●JANコード 4903180194780
- ※雑巾は付いていません。

### ④ コンドルC ブルロン TF

品番 税抜価格(1本)  
BR813-000U-MB **オープン価格**

- サイズ/幅 230×全長 1000mm●重量/ 270g
- 材質/ハンドル:スチールパイプ(φ約 19mm)、甲・コーム:PP、毛:PP・PET(再生PET100%)・馬毛・除電材
- 梱包数 10本●JANコード 4903180194889
- ※プロテックブルロン TFのスペアが使えます。

### ⑦ コンドルC ネオカラーモップ#8(糸なし)

品番 税抜価格(1本)  
MO810-008U-MB **オープン価格**

- サイズ/幅 240×全長 1320mm●重量/ 480g
- 材質/ハンドル:スチールパイプ(φ約 22mm)、ヘッド:PP(再生PP40%)
- 梱包数 20本●JANコード 4903180194858
- ※#8のモップ替糸(別売)をお使い下さい。

### ⑩ コンドルC ブンチリ NTJ

品番 税抜価格(1個)  
DS812-000X-MB **オープン価格**

- サイズ/幅 285×奥行 160×高さ 870mm
- 重量/ 800g
- 材質/ハンドル:アルミパイプ、ボディ:PP、フレーム:アルミニウム、グリップ:PP、先ゴム:PP・熱可塑性エラストマー
- 梱包数 10個●JANコード 4903180194872

### ② コンドルC ぞうきんが使えるフローリングワイパー

品番 税抜価格(1本)  
DU807-300U-MB **オープン価格**

- サイズ/幅 255×奥行 100×高さ 1110mm
- 重量/約 390g
- 材質/ハンドル:スチールパイプ(φ約 19mm)、プレート:PP、クリップ:ポリアセタール、クッション:熱可塑性エラストマー
- 梱包数 20本●JANコード 4903180194810
- ※雑巾は付いていません。

### ⑤ コンドルC ドライワイパー 45

品番 税抜価格(1本)  
WI804-045U-MB **オープン価格**

- サイズ/幅 460×全長 1400mm●重量/ 740g
- 材質/ハンドル:スチールパイプ(φ約 25mm)、ヘッド:スチールクロームメットメッキ、ゴム:合成ゴム(ゴム厚約 10mm)
- 梱包数 10本●JANコード 4903180194773
- ※コンドルワイパー 45のスペアが使えます。

### ⑧ コンドルC タフスクイザー

品番 税抜価格(1個)  
SQ814-000X-MB **オープン価格**

- サイズ/幅 295×奥行 294×高さ 301mm(タンクのみ)
- 重量/ 2.3kg●タンク容量/ 12L(最大)
- 材質/取手:PP、タンク:PP、ローラー:PVC、ペダル:PP、構成部品:スチール
- 梱包数 1個●JANコード 4903180194896

### ③ コンドルC 自由箒C

品番 税抜価格(1本)  
BR808-000U-MB **オープン価格**

- サイズ/幅 320×全長 1350mm●重量/ 360g
- 毛の長さ/約 40mm
- 材質/ハンドル:スチールパイプ(φ約 19mm)、甲:PP、毛:PP・PET(再生PET100%)・馬毛・除電材
- 梱包数 20本●JANコード 4903180194827
- ※コンドル自由箒Cのスペアが使えます。

### ⑥ コンドルC デッキブラシ

品番 税抜価格(1本)  
CL809-000U-MB **オープン価格**


- サイズ/幅 180×全長 1365mm●重量/ 560g
- 毛の長さ/約 45mm
- 材質/ハンドル:スチールパイプ(φ約 22mm)、甲:PP、毛:PP
- 梱包数 10本●JANコード 4903180194834
- ※コンドルブラシBのスペアが使えます。

### ⑨ コンドルC ブンチリ T

品番 税抜価格(1個)  
DS811-000X-MB **オープン価格**

- サイズ/幅 277×奥行 120×高さ 800mm
- 重量/ 940g
- 材質/ボディ:スチールメラミン焼付、ハンドル:スチールクロームメッキ、先ゴム:熱可塑性エラストマー
- 梱包数 6個●JANコード 4903180194865

#### 抗ウイルス性試験




試験方法: ISO21702法を引用  
試料: 抗ウイルス剤入りポリプロピレンシート  
試験実施場所: 薬剤メーカー(2020年)



# CONDOR TECHNOLOGY BLOCKS

歩くだけで靴底を消毒。マットとベースの2層式。



○カラーバリエーション

数量限定

## 消毒マット

種別	品番	税抜価格(1セット)	サイズ
#6 セット (消毒マット#6+ベース)	F-38-6S	¥24,500	600×900mm
#12 セット (消毒マット#12+ベース)	F-38-12S	¥49,000	900×1200mm

- 材質/マット：PP、ベース：NBR
- 梱包数 #6 セット：1 セット (マット+ベース)  
#12 セット：1 セット (マット+ベース)
- JAN コード #6 セット G：4903180407880、BR：4903180407873  
#12 セット G：4903180470747、BR：4903180470754

消毒マット用 塩化ベンザルコニウム配合

コンドル消毒マット専用液。  
塩化ベンザルコニウム・防カビ剤配合。  
「消毒マット」とセットでご使用ください。  
原液で使います。

消毒マット用消毒液の使い方

- 消毒液は原液のままご使用ください。●最初は#6は2L、#12は4Lそそぎます。その後は2日に1回靴底が濡れる程度に随時補充して下さい。●4Lの消毒液で100人/日の通行量で#6は約20日、#12は約10日間使用できます。

## 消毒液

品番 C108-04LX-MB  
税抜価格(1個) ¥2,520  
容量 4L  
●梱包数 4 個  
●JAN コード 4903180311408



## 除菌も消臭もウイルス除去も!!

とうもろこし由来の天然成分と活性剤の働きで  
さまざまな臭いを瞬時に消臭。  
除菌とウイルス除去が可能。



某有名雑誌で  
A評価獲得!!!



※スプレー容器は別売です。

除菌 ウイルス除去

## 消臭液「フレッシュブリーズ」

品番	税抜価格(1個)	標準使用量	容量
CH710-004X-MB	¥3,000	原液 (1~2mℓスプレー/m)	約4L

- 梱包数 4 個 ●JAN コード 4903180180851

## ペダル式だから衛生的。



## セパスリムペダル

種別	品番	税抜価格(1台)	サイズ	重量
30	YD-179L-ID	¥3,200	幅 250×奥行 415 ×高さ 500mm	約 1.8kg
45	YD-180L-ID	¥3,900	幅 285×奥行 445 ×高さ 585mm	約 2.2kg
60	YD-181L-ID	¥6,400	幅 325×奥行 480 ×高さ 650mm	約 3.2kg

- 材質/PP ●梱包数 30：6台、45：6台、60：4台
- JAN コード 30：4973221008420、45：4973221008413、  
60：4973221008406
- ※出荷は梱包数(1ケース)単位になります。

## 透明スプレー容器。



数量限定

## CV スプレー容器

税抜価格(1個)	サイズ	容量
オープン価格	約縦 250×横 110 ×奥行 45mm	500cc

- 材質/容器：PET

## 耐薬品性に優れた持ち運びに 便利な取手付き容器。

用途 洗剤・消毒液等の液体の  
詰め替え・保管。



小分けに便利な注ぎ口  
キャップ付。

減容容器 耐薬品性

## コンドルC 4L 容器


品番	税抜価格(1本)	サイズ	重量
FU824-000X-MB	オープン価格	幅 200×奥行 130 ×高さ 260mm	約 150g

- 材質/容器：PE、キャップ：PP
- 容量/4L
- 梱包数 4 本 ●JAN コード 4903180195046





工具不要で組み立て簡単。使用シーンに応じて自在に組み合わせられます。



**用途** 卓上に設置し、対面接客や密接するデスクの仕切りや向かい合っの食事等で咳、くしゃみなどの飛沫対策。

土台に十字のスリットが入っており、シーンに応じて様々なパターンで使用可能。

組み合わせ自在

### コンドルC 飛沫防止パネル AP

種別	品番	税抜価格 (1台)	サイズ	重量
600幅	YE-11-PC	<b>オープン価格</b>	幅 600×奥行 150×高さ 650mm (パネルサイズ: 幅 600×高さ 600mm)	約 2.0kg (パネル重量: 約 1.3kg)
900幅	YE-12-PC	<b>オープン価格</b>	幅 900×奥行 150×高さ 650mm (パネルサイズ: 幅 900×高さ 600mm)	約 2.7kg (パネル重量: 約 2.0kg)

- 材質 / パネル: アクリル板 (3mm)、脚部: MDF (ウレタン樹脂塗装)
- 梱包数 1 個 ●JAN コード 600 幅 4903180194575 900 幅 4903180194582

組み立てが簡単なパネル枠。お手持ちのアクリル板や透明シートなどを活用できます。

※透明シートはおお客様でご準備ください。(570×930mm程度)



**用途** 卓上に設置し、対面接客や密接するデスクの仕切りや向かい合っの食事等で咳、くしゃみなどの飛沫対策。

折り目に合わせてつくるだけ。携帯にも便利です。

簡単組み立て

### コンドルC 飛沫防止パネル用枠 DB

品番	税抜価格 (1個)	サイズ	重量
YE-13-PA	<b>オープン価格</b>	幅 1100×奥行 245×高さ 700mm (中窓: 幅 870×高さ 510mm)	約 0.53kg

- 材質 / パネル・脚: 段ボール
- 梱包数 20 個 ●JAN コード 4903180194599

## 電源を入れてすぐ使える 感染対策に活用可能な 屋内空気環境測定器

基準に定められる「二酸化炭素 (CO<sub>2</sub>) 含有率」を 1ppm単位で測定可能です。

設定値を超えるとアラームで換気をお知らせ。

二酸化炭素の含有率を状況に合わせて設定

二酸化炭素の他に温度、湿度も同時に測定。

最大22,528件のデータを記録できます。

電源は単四電池、またはマイクロUSB給電に対応しています。

ご存知でしょうか？部屋の【二酸化炭素濃度】が高いと【めまい】や【吐き気】をもよおすことがあります。

PPM	5,000 ~	2,500 ~	1,000 ~	700 ~	450 ~	250
目安レベル	健康に害を及ぼす可能性がある。	眠気/不活発になる。	注意	許容	通常外気	
クラスター感染発生リスク	←					

例・仕事の能率が下がる・視覚の減退・血圧や脈拍が上がる・頭痛・吐き気など

高い精度 & 音でお知らせ



室内の二酸化炭素濃度を計測できる、コンパクトCO<sub>2</sub>濃度計測機「CO<sub>2</sub> ファインダー」ディスプレイに二酸化炭素 (CO<sub>2</sub>) 濃度を数値で表示し、設定値に達するとアラームにてお知らせします。

室内の状況を可視化することで、適切なタイミングで換気を行えます。

## CO<sub>2</sub> ファインダー

品番	税抜価格 (1台)	サイズ	重量
E-210	<b>オープン価格</b>	108×960×20mm	160g (電池含む)

- JAN コード 4513554000533
- 付属品: AC アダプター・USB ケーブル

測定項目	CO <sub>2</sub>	温度	湿度
測定範囲	0~10,000ppm	-30~65℃	0~100%RH
分解能	1ppm	0.1℃	0.1%RH
精度	±3% (400~2,000ppm)	±0.3℃ (-10~65℃)	±3%RH (10~90%RH)
表示周期	3分	15分	15分
データ保存	約22,528件		
電源	単4アルカリ電池3本: USB給電 (5V2A)		
環境温度	使用/保存環境温度0~65℃		

\*電池寿命は環境や設定条件により動作日数が変わります。  
ログ取得間隔、計測間隔を延長にした場合、最大約45日間となります。  
\*計測時間を短く設定する場合、USB給電をお勧めします。

# CONDOR TECHNOLOGY BLOCKS

触れずに測る高精度温度計  
測定時間1秒と瞬時に温度を測定。

電源を入れて  
すぐ使える

with コロナ時代の定番ツール  
非接触顔認証式サーマル体温測定器

選べる2つのモード。



## 非接触赤外線温度計 E122

※体温計ではありません。

品番	税抜価格 (1台)	サイズ	重量
E-202	<b>オープン価格</b>	幅40×奥行40 ×高さ140mm	65g

●本製品は非接触型の温度計です。人体や物体の表面温度の測定が可能です。●周囲温度の違いにより、測定結果が異なりますのでご注意ください。●表面温度モードでは範囲外の測定も可能ですが参考値となります。●正確な温度測定が必要な場合は医療用機器をご使用ください。(本製品は医療機器ではありません)

瞬時に体温を測定  
非接触・体温測定・警告アラーム

マスク装着アラーム  
マスク非装着を認識してアラーム  
30000人の顔データが登録可能

顔認証で出退勤管理  
名前、出退勤時刻、顔写真、体温  
IDカード (NFC) 対応。

PC連動ソフトのインストール及び設定は  
お客様で行って頂く必要があります。  
PC連動によりCSVデータを取り込む事が可能です。  
PCはお客様準備となります。

ゲートとの連動可能。  
顔認識によりゲートとの連動が可能。  
ゲートとの連動は、ゲート設置業者様へご依頼下さい。

ディスプレイ / 8 インチ IPS 液晶タッチパネル式  
サイズ / 135×272×35mm (スタンド含まず)  
重量 / 1.2kg 電源 / AC アダプター

●本製品は医療用の体温計ではありませんので、測定温度は参考値となります。医療に使用する場合や精密な体温測定には医療用体温計をご使用ください。●本製品の使用は医師の診断に代わるものではありません。高熱や発熱、特に乳幼児の場合は医師にご相談ください。

※仕様は予告なく変更になる場合があります。

# AI Face

画面に  
顔を合わせて  
1秒



選べる  
2サイズ

標準タイプ	ロングタイプ
サイズ 高さ 41cm	サイズ 高さ 約150cm
重量 3.0kg	重量 7.2kg

## 一度に多人数の温度測定を必要とする現場向けソリューション。

### AIで高速・高精度測定

AIが顔を捉えて顔認証と温度測定を同時に行います。マスクを付けたままで顔認証、体温測定ができます。測定誤差 0.3℃の高精度で測定できます。

### 同時多人数計測

同時に複数の顔を検出して測定できます。ウォークスルーで約12人を同時に測定できます。

## 非接触・無人で検温するカメラ

# Ken-On VISION

タブレット仕様

項目	内容
内部保存容量	EMMC 16GB (最大128GB)
画面サイズ	15.6型
タッチ方式	G+G静電容量式タッチパネル(同時に10タッチまで可能)
HDMI出力	4K/1080P対応
スピーカー出力	左右ステレオ出力、8Ω*3W
入出力端子	USB 2.0 × 1 USB3.0x1 Type Cx1 RJ45LAN端子 HDMI
電源	DC12V 3A
寸法	383×239×55.9mm

温度測定カメラ仕様

項目	内容
測定可能温度	32℃～42℃
測定精度	±0.5℃ (測定可能温度は32℃～42℃、特定条件下で±0.3℃)
温度校正	基準発熱体による自己校正
測定時間	約1秒
測定距離	3m以内、最適な測定距離は1～1.5m



左のQRコードを読み取り下さい。  
詳しいご使用方法  
ご覧いただけます。



※本機は医療機器ではありません。体温異常を検知した際には医療用の温度測定機器で再計測する必要があります。



## 手をかざすだけで消毒ができるセンサー感知式のアルコール噴霧器。

大容量の1000mLを  
補充できる容器

スプレー型容器の  
約2倍の容量で、  
補充回数を  
減らすことができます。

容器は  
取り外し可能!!

乾電池で給電

(別売り)\*屋内用です。

センサー感知で  
非接触で  
消毒でき衛生的

手をかざすだけで  
一回分の消毒液を自動噴射、  
簡単に手指の消毒ができます。

使用場所で選べるアタッチメント

2パターンのスタンドで様々な場所に設置。

オートディスペンサー  
F-1409-S ショートスタンドセット

品番	税抜価格	サイズ	重量
E-212	オープン価格	W約265×D約155 ×H約525mm	約3.88kg

- 噴霧回数：3万回以上（アルカリ単2電池×4駆動時）
- JANコード 4513554000496

▲F-1409-S  
ショートスタンドセット




「ロングスタンドセット」は  
高さを調節することにより  
「チャイルドタイプ」にも  
変更可能です。

オートディスペンサー  
F-1409-S ロングスタンドセット

品番	税抜価格	サイズ	重量
E-213	オープン価格	W約335×D約290 ×H約1140mm	約4.88kg

- 噴霧回数：3万回以上（アルカリ単2電池×4駆動時）
- JANコード 4513554000502

- ※1：ACアダプタ、乾電池、アルコールは付属しません。
- ※2：防滴仕様ですが、完全防水ではありません。  
直接水をかけたり、丸洗いはできません。
- ※仕様は予告なく変更になる場合があります。



F-1409-S  
ロングスタンドセット▲

## よく触れる場所にスプレーするだけ!!

ウイルス除去・除菌スプレー  
(エンベロップ有)

NOWCARE™

ナウケア

塩素系成分を含まない製品です

除菌

即効アタック! ※テーブル試験で実証済  
(30秒で99.9%以上除菌)

ウイルスを除去!

(エンベロップ有)

1ヶ月持続 ※※テーブル試験で実証済  
(最大持続性期間1ヶ月)

効果・効能対照表

ウイルス	エンベロップ有	エンベロップ無
即効性	○	×
1ヶ月持続	○	×

細菌	
即効性	○
1ヶ月持続	×

コロナウイルスは、粒子の一番外側に「エンベロップ」という脂質からできた二重の膜を持っています。厚生労働省HPより抜粋。

- 本商品は医薬品・医薬部外品ではありません。
- 本商品は使用環境により効果が変わる場合があります。
- 本商品は全てのウイルスに効果があるわけではありません。

用途

ドアノブ・手すり・便座・蛇口ハンドル・スイッチ・リモコンなど、手がよく触れるところ。

ナウケア  
ウイルス除去・除菌スプレー  
100mL

品番	税抜価格	サイズ	容量
CH828-100X-MB	¥1,280	φ35 ×H140mm	100mL

- 成分：エタノール、陰イオン系ナトリウム塩
- 液性：中性 ●梱包入数：内箱 6本、外箱 96本
- JANコード 44560118189326

ナウケア  
業務量大容量 AS  
420mL

品番	税抜価格	サイズ	容量
CH828-420X-MB	¥2,980	φ60 ×H235mm	420mL

- 成分：エタノール、陰イオン系ナトリウム塩
- 液性：中性 ●梱包入数：内箱 5本、外箱 30本
- JANコード 4560118189319



100mL

420mL

使用方法

対象物に変色・変質・溶解・亀裂・膨張などの変化が起きる場合があります。使用方法と使用上の注意をよく読んで上でご使用ください。

- ①上部キャップを外し、スプレーの噴射口を確認してください。
- ②約10cm離してスプレーし、乾くまで置いてください。電気製品には直接スプレーせず、布などにスプレーし、塗布してください。
- ・乾燥後のムラは再度スプレーし、完全に乾く前に布などで均一に塗り広げてください。
- ・使用後に水洗い、水ふきした場合は、再度スプレーしてください。
- ・変色、変質、溶解、亀裂、膨張などの変化が起きる場合がある為、白木、桐、銅、真ちゅう、水性ワックス、塗装部分には使用しないでください。その他の対象物に対しても、試し噴き等により事前に確かめてからご使用することをお奨めます。
- ・使用量の目安は100cm<sup>2</sup>当たり1~2秒スプレーしてください。

- 【火気と高温に注意】 高压ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
- ・炎や火気の近くで使用しないこと
- ・火気を使用している室内で大量に使用しないこと
- ・高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ・ファンヒーターの近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと
- ・火の中に入れてはいけないこと
- ・使い切って捨てること。
- 【使用上の注意】 ・用途以外に使用しない
- ・本製品はアルコールを含有します。アルコールに弱い方（アレルギー等）はご使用時、ご注意ください
- ・子供の手の届くところに置かない
- ・人体に使用しない。直接吸引しないように注意する
- ・1か所に集中してスプレーしない
- ・直射日光を避け、高温になるところには置かない
- ・缶が錆びるのを防ぐため、水回りや湿気の多いところには置かない。
- 【応急処置】 ・吸入、飲み込んだ場合、吐かずにコップ1~2杯の水を飲む。異常が残る場合は、本品を持参し医師に相談する
- ・皮膚に異常を感じた場合はよく洗う
- ・眼に入ったときは直ちに水でよく洗い流す。
- ※異常があれば医師に相談する。
- 【廃棄上の注意】 廃棄の方法・火気のない屋外で噴射音が消えるまで繰り返しボタンを押してガスを抜き、各自自治体の定める方法に従って廃棄する。

衛生対策用品の総合サプライヤー

 **CONDOR** 山崎産業株式会社

www.yamazaki-sangyo.co.jp

第二営業本部

〒136-0075 東京都江東区新砂 1-13-5 山崎産業東京総合センタービル 4F  
TEL (03) 5677-3402 FAX (03) 5677-3406



ホームページ

ISO14001 認証取得

登録範囲：本社・開発本部  
生産本部・栃木工場・  
伊丹工場・岡山工場

ISO9001 認証取得

登録範囲：栃木工場・伊丹工場・  
岡山工場

カスタマーサービスセンター (9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00 土・日・祝日除く)

■フリーコール 0120-941-239 ■FAX (03) 5677-3406

■メールアドレス info2@yamazaki-sangyo.co.jp

※ご紹介します商品は印刷のため、お手もとに届く商品とは多少色味が異なる場合があります。

※商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。(内容は 2021年 2月現在のものです。)



●お問い合わせは